

3) Detection

★ In order to prevent contamination, the following procedure (1) or (2) is recommended for detection and data recording, which enables the detection in a closed tube.

(1) Real-time turbidity detection

Real-time turbidity detection can be carried out with the Loopamp Realtime Turbidimeter. For information about the equipment, visit the Eiken GENOME SITE (URL: http://loopamp.eiken.co.jp/e/). For the detailed operation of the equipment, refer to the instruction manual of the equipment.

(2) End-point turbidity detection

End-point turbidity detection can be conducted with the Loopamp End Point Turbidimeter. For more information, refer to the instruction manual. Notice; There is no relationship between the end-point turbidity values and the initial amount of the template.

(3) Visual fluorescence detection

Visual fluorescence detection can be achieved by using the Loopamp Fluorescent Detection Reagent (available for sale separately)⁶⁾. UV lamp (wavelength at 240~260nm or 350~370nm), protective goggle or glass board are required for fluorescence detection.

When UV lamp of wavelength around 230nm is used, negative sample may look like radiating fluorescence. Judgment should be done by comparing fluorescence of sample with that of positive and negative controls.

When output of UV lamp is too strong, negative control may look like radiating fluorescence. In such a case, take the UV lamp away from the reaction tube or change the angle of the reaction tube so that the difference between positive and negative controls becomes observable.

The incubation can be carried out in the Loopamp Turbidimeters (Realtime or End Point) or in the commercially available incubators (required temperature accuracy within $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$ with hot bonnet.). Turbidity detection is also compatible with visual fluorescence detection using fluorescent reagents. For more information, refer to the package insert for Loopamp Fluorescent Detection Reagent.

(4) Electrophoresis

In order to avoid contamination, extra care should be taken when handling the amplification products during electrophoresis process.

- 0.5~2 μL of the reaction solution is applied for electrophoresis with the 2% agarose gel.
- The gel is stained with ethidium bromide (EtBr) or SYBR Green I.
- A ladder pattern can be observed in electrophoresis, since the amplified products consist of various size of inverted repeats of the target sequence on the same strands.

[Caution for use]

1. Handling the kit

1) This reagent kit should be stored at -20°C . To prevent the reagents from deterioration, only take out the necessary amount of reagents from the freezer before use (No decline was observed in the kit performance even after repeated freezing and thawing for 20 times in the quality control testing. But, in order to maintain the reagents performance, keep off unnecessary freezing and thawing).

2) Thaw the reagents at room temperature and keep them on ice for reagents preparation and later use. Before use, spin down the tubes to drop down the solution staying on the tube wall or on the cap, mix well the solution and spin down again. Notice that fierce mixing should be avoided as it can inactivate the *Bst* DNA Polymerase.

2. Caution for visual fluorescence detection

For the preparation of the sample solution, do not use the buffers containing chelating reagents such as TE buffer. If chelating reagent is added to the reaction solution, manganese ion binding with Calcein would be chelated so that the fluorescence light is released even no amplification take place. Besides, a sample containing a large amount of Ca, Zn or Fe ion might cause the false positive test result.

3. Handling reaction tubes

1) Only use the specified Loopamp Reaction Tube for turbidity or fluorescence detection. Other reaction tubes might have different optical transparency and can cause misjudgment.

2) Take full care when handling reaction tubes, as they are vulnerable to scratches or damages.

3) Check carefully to see if the reaction tubes have any crack or scratch before use. Crack or scratch on the tube might not only cause false judgment but also contaminate the equipment. If the tubes are broken inside the reaction block of the Loopamp Turbidimeter (Realtime or End Point), the reaction solution can spill inside the equipment and cause unrecoverable contamination and malfunctioning.

4) By comparing the solution volume in all tubes, check visually if proper amount of sample solution/master mix. has been dispensed into the reaction tube.

4. Caution for amplification reaction

Since bubbles in the solution will interfere the turbidity measurement and cause false judgment, try not to cause any bubble when mixing the master mix. and the sample solution. If bubbles are present, spin down to get rid of the bubbles.

5. Handling reaction tubes after use

- 1) The caps of the used reaction tubes should not be opened. Contamination of amplified products on other samples may not only cause false judgment of the test result but also pollute testing area. In this case, a correct test result may not be obtained unless pollution is completely removed.
- 2) Keep the cap of the used tube completely closed and dispose it, according to the relevant regulations and instructions, by incineration or after double bagging it with sealable vinyl bag. To prevent the amplified products from dispersing, do not conduct autoclave sterilization treatment for disposal.

[Caution for Handling]

- 1) LAMP reaction is very sensitive and even the slightest amount of amplified product tainted into the reaction might cause false result. Therefore, avoid this type of contamination and carry out the sample and reagent preparation in different clean benches. Conduct the detection of the amplification using turbidimeter (for end-point or real-time detection) with which the detection as well as the reaction can be accomplished in a tube with its cap closed. Also, to avoid the possible contamination from the amplified product when the product is taken out from the tube for the electrophoresis detection. Conduct electrophoresis in a room different from that for sample and reagent preparation.
- 2) When ultraviolet lamp is used for the fluorescence visual judgment, do not stare directly at the UV light. Since UV light is harmful to the eyes, even watching for a short period would irritate eyes and cause symptoms similar to conjunctivitis. Look at it through glass board or protective goggles.
- 3) When handling the sample, always abide by the biohazard counter measures⁸⁾.
- 4) Do not expose the Loopamp Reaction Tube, master mix. preparation tubes to UV light. A change in color or degeneration caused by ultraviolet lamp sometimes results in misjudgment.
- 5) This kit is designed for research use only.
- 6) If the operator does not have the experience or knowledge in the field of nucleic acid testing, there is a possibility of false judgment. Therefore, make sure that the kit is used under the supervision of the experienced and knowledgeable technicians.
- 7) Eiken Chemical Co., Ltd. does not bear any responsibility for false judgment or any consequential damage derived from the false judgment caused by non-capability problems such as operation error.
- 8) Use the kit before the expiration date, which is labeled on the outer box (Exp.Date).
- 9) The reagent tube is made of polypropylene and the main material for kit case is paper. The institution disposing the reagent tube and case should bear the responsibility and abide by the clinical waste disposal regulations, water pollution prevention law, and any other regulation related.

[Unit, Storage, Expiration, Code No.]

Product Name	Unit	Storage	Expiration	Code No.
Loopamp® DNA Amplification Kit	48tests	-20°C	LMP204	
	96tests		1 year	LMP205
	192tests			LMP206

[References]

- 1) Notomi T. et al.: Nucleic Acids Research **28**, No.12, e63 (2000)
- 2) Nagamine K. et al.: Clin. Chem. **47**, No. 9, 1742-1743 (2001)
- 3) Mori Y. et al.: Biochem. Biophys. Res. Commun. **289**, No.1, 150-154 (2001)
- 4) Tomita N. et al. Abstract for The 73rd Annual Meeting of the Japanese Biochemical Society (2000)
- 5) Mori Y. et al. Abstract for the 23rd Annual Meeting of the Molecular Biology Society of Japan (2000)
- 6) Tomita N. et al. Abstract for the 26th Annual Meeting of the Molecular Biology Society of Japan (2003)
- 7) Nagamine K. et al.: Molecular and Cellular Probes **16**, No.3, 223-229 (2002)
- 8) The guideline for the bio-safety and bio-hazard (by the Japanese Society for Bacteriology): Japanese Journal of Bacteriology **54**, No.3, 667-715 (1999)

Licensed under U.S. Patent #5,814,506.

Manufacturer



EIKEN CHEMICAL CO., LTD.
143 Nogi, Nogi-machi, Shimotsuga-gun, Tochigi, Japan

3LP2019-D

この説明書をよく読んでから使用してください。

研究用

** 2008年1月改訂(第4版)
* 2006年4月改訂(第3版)

Loopamp®
LAMP (Loop-mediated Isothermal Amplification) 法

DNA増幅試薬キット

【特徴】

LAMP (Loop-mediated Isothermal Amplification) 法は、① 1種類の酵素のみを使用して遺伝子増幅反応が等温で進行する^{1),2)}、② 6領域を認識する4種類のprimerを使用するため特異性が高い、③ 増幅効率が高く、短時間に増幅可能である、④ 増幅産物量が多く、簡易検出に適している^{3),4),5),6)}、等の特徴を有する新しい遺伝子増幅法です。本キットは、LAMP法を用いてターゲットDNAを増幅させるための簡易試薬キットで、サンプルと全ての試薬を一定温度($60\sim65^{\circ}\text{C}$ 、通常は 63°C)に保ち、一定時間(標準で1時間)反応するだけでDNAの増幅ができます。

【キット内容】

	48テスト分	96テスト分	192テスト分
(1) 2 x Reaction Mix. ^{*2} (RM) ^{*1}	0.6 mL	1 tube	2 tubes
(2) <i>Bst</i> DNA Polymerase (<i>Bst</i> DNA Polymerase) ^{*1}		4 tubes
	60 μL	1 tube	2 tubes
(3) Distilled Water (DW) ^{*1}	1.0 mL	1 tube	2 tubes
(4) Primer Mix.DNA ^{*4} (PM DNA) ^{*1}	25 μL	1 tube	—
(5) Positive Control DNA ^{*3*4} (PC DNA) ^{*1}	0.1 mL	1 tube	—

*1: () 内は、試薬チューブに記載されている表示です。

*2: 組成 (2 ×)

Tris-HCl (pH8.8)	40 mM
KCl	20 mM
MgSO ₄	16 mM
(NH ₄) ₂ SO ₄	20 mM
Tween20	0.2 %
Betaine	1.6 M
dNTPs	2.8 mM each

*3: Positive Control DNAは、入ファージDNAを制限酵素 *Hind* IIIで消化し、その断片 (6,557 bp) をプラスミドに組み込んだものです。

*4: 96 テスト分と 192 テスト分には Primer Mix. DNA 及び Positive Control DNA は含まれておません。

【測定原理】

LAMP法は、4種類のprimerと鎖置換活性を持つDNA Polymeraseを用いて反応を行う新規な等温核酸増幅法です。4種類のprimerのうち、2種類のinner primerは、その3'側と5'側で標的の核酸配列中の異なる2領域を認識するprimerで、5'側の配列はその3'側からの伸長反応で合成した相補鎖領域内にアニールするよう設定します。

増幅反応は、このinner primerにより生成するステムループ構造からの自己伸長反応と、ループ部分に新たにアニールしたinner primersからの鎖置換合成反応を繰り返すことで進行します。これにより、LAMP法は用いる酵素が1種類であるにも関わらず、等温増幅を実現した方法です。

なお、反応原理の詳細については、Eiken GENOME SITE (URL: http://loopamp.eiken.co.jp/) をご参照ください。

【使用法】

1. 必要な器具・装置・試薬

(キットに含まれていませんので、別途用意してください。)

- マスターMix調製用滅菌チューブ (0.5 mL 又は 1.5 mL)
- ピペット (0.5~10 μL , 10~100 μL , 100~1,000 μL)
- フィルター付きチップ
- Loopamp 反応チューブ
- 反応チューブ冷却用アルミ製ラック
- 氷 (クラッシュアイス) 及びアイスボックス
- 微量簡易遠心機
- 8連マイクロチューブ用簡易遠心機
- ポルテックスミキサー

<リアルタイム濁度検出の場合>

- Loopamp リアルタイム濁度測定装置^{*5}

<エンドポイント濁度検出の場合>

- Loopamp エンドポイント濁度測定装置^{*5}

<蛍光目視検出の場合>

- Loopamp 蛍光・目視検出試薬
- Loopamp リアルタイム濁度測定装置^{*5}、Loopamp エンドポイント濁度測定装置^{*5}、又はインキュベーター (温度精度が $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$ 以内: ホットボンネット付)
- ヒートブロック (反応停止用)^{*5}

- * 紫外線照射装置 (波長 240~260nm, 350~370nm)^{*5}
- * 広幅の眼鏡又は防護面

*5: 適応装置、反応停止機能、紫外線照射の条件については、Eiken GENOME SITE (URL: http://loopamp.eiken.co.jp/)をご参照ください。

2. Primer の設計

LAMP法による増幅にとって適切なprimer設計が重要なカギとなりますので、設計にあたってはLAMP法専用のprimer設計支援ソフトをご利用ください。primer設計支援ソフトは“Net Laboratory”的「LAMP法プライマー設計支援ソフトウェア Primer Explorer」(http://venus.netlaboratory.com/partner/lamp/)をご参照ください。また、primer合成のグレードについては、LAMP法の場合、primerの精製度が高いほど反応速度は速くなり、反応自体も安定します。従って、primerの一次スクリーニングを目的として合成する場合は簡易カラム精製グレード以上であれば検討可能ですが、primerを決定する際及び決定後は、少なくとも FIP, BIP については HPLC 精製グレードによる合成を推奨します。

3. 試薬の調製

- 1) -20°C で保存していた各試薬を室温で解凍し、解凍後は直ちに氷上で保存します。
- 2) マスターMixの調製 (氷上で行ってください。)

- (1) 別途用意したマスターMix調製用滅菌チューブに各試薬を必要なテスト数分、下表の割合(1テストあたり)で分注します。

○ サンプル反応	<用量>
<試薬>	
2 x Reaction	

3) 検出

★ コンタミネーションを回避するため、閉鎖系で検出。記録のできる(1), (2)を推奨します。

(1) リアルタイム濁度検出

Loopamp リアルタイム濁度測定装置を用いることで、リアルタイム検出ができます。なお、適応装置については Eiken GENOME SITE (URL : <http://loopamp.eiken.co.jp/>) をご参照ください。また、操作の詳細は装置の取扱説明書をご参照ください。

(2) エンドポイント濁度検出

Loopamp エンドポイント濁度測定装置を用いることで、エンドポイントでの濁度検出ができます。詳細は装置の取扱説明書をご参照ください。

なお、エンドポイントの濁度値と初期鉄型量との間には相関はありません。

* (3) 蛍光目視検出

別売のLoopamp 蛍光・目視検出試薬を用いることで目視判定が可能です⁶⁾。

增幅反応終了後、紫外線照射装置(波長240～260nm, 350～370nm)を用い、反応チューブ底面より紫外線を照射して反応チューブの側面より目を眼鏡等で保護した状態で観察します。陽性コントロールと同様に緑色の蛍光を発すれば陽性、陰性コントロールと同様に蛍光を発しなければ陰性と判定します。

波長が320nm付近の場合、陰性でも蛍光を発して見えることがありますので、陽性コントロール、陰性コントロールと比較して判定してください。また、紫外線照射装置の出力が強い場合は陰性コントロールも蛍光を発して見えることがあります。その場合はチューブを紫外線照射装置から離したり、チューブの角度を変えるなどして、陽性コントロールと陰性コントロールの差がはっきりするように工夫してください。

インキュベーターは Loopamp 濁度測定装置(リアルタイム、エンドポイント)のほか、市販のインキュベーター(温度精度が±0.5℃以内:ホットボンネット付)を用いることができます。

なお、蛍光・目視検出試薬を用いた場合でも濁度検出は可能です。詳細は Loopamp 蛍光・目視検出試薬の説明書をご参照ください。

(4) 電気泳動での検出

増幅産物によるコンタミネーションに十分注意の上、操作を行ってください。
・ 反応液0.5～2μLを用いて2%程度のアガロースで電気泳動を行います。

・ エチジウムプロマイド(ETBr)、あるいはSYBR Green Iで染色します。

増幅された場合は、LAMP 反応による増幅産物が増幅領域の繰り返しからなる様な長さの断片であることから、電気泳動パターンはラダーパターンを示します。

【操作上の留意事項】

1. 試薬の取扱い

1) 本キットは必ず-20℃で保存してください。試薬の劣化を防止するために、使用時は必要な試薬だけを箱から取り出してご使用ください。(凍結融解を20回繰り返した結果では、試薬の劣化はほとんど認められておりませんが、無用な凍結融解は品質維持のために避けてください。)

2) 試薬の解凍は室温で行い、調製と保存は氷上で行ってください。試薬を使用する際には、一旦スピンドラウントチューブの管壁やキャップに付着している試薬を落とした後、十分混合し再度スピンドラウントしてからご使用ください。なお、Bst DNA Polymeraseは失活する恐れがありますので、激しく攪拌しないでください。

2. 蛍光目視検出の場合の留意点

サンプル溶液の調製には、EDTA等の金属キレート化合物を含有するbuffer(TE buffer等)を用いないでください。金属キレート化合物が反応液に入るとマンガンイオンがキレートされ、鉄型の増幅に關係なく蛍光を発します。またサンプルにCa, Zn, Feイオン等の金属イオンを多量に含む場合も誤判定の原因になりますので留意してください。

3. 反応チューブの取扱い方法

1) 濁度検出、蛍光目視検出の場合は、反応チューブは必ず専用のLoopamp 反応チューブをご使用ください。指定以外の反応チューブを使用した場合、光透過性の違いにより誤判定を招く可能性があります。

2) 反応チューブは破損しやすいので、取扱いには注意してください。

3) 反応チューブは用いる前にキズ・ヒビ等があると正しく測定できないばかりか、チューブの破損により装置を汚染する可能性があります。Loopamp 濁度測定装置(リアルタイム、エンドポイント)の反応ブロック内でチューブが破損した場合は、反応液が装置本体へ漏出し、除去不能な汚染や故障の原因となります。

4) 反応チューブにマスターミックス、サンプル溶液が添加されていることを、他のチューブとの液量比較で確認してください。

4. 増幅反応に際しての留意点

マスターミックスとサンプル溶液を混和後、反応液に気泡が残っていると濁度測定の支障となり誤判定の原因となりますので、気泡が生じないよう注意してください。気泡が残っている場合には、スピンドラウントして気泡を取り除いてください。

5. 使用後の反応チューブの取扱い

- 1) 反応後のチューブを装置から取り出すときにチューブのキャップが開かないよう、慎重に取り出してください。他検体の増幅産物によるコンタミネーションは誤判定の原因となるばかりでなく、検査環境そのものを汚染し、汚染を除去しない限り、以後の検査で正しい結果が得られなくなる可能性があります。
- 2) 反応後のチューブはキャップを開けずに、焼却処理又は密閉できるビニール袋を二重に施し、廃棄の基準に従って処理してください。増幅産物の飛散防止のため、廃棄の際にオートクレーブ処理は行わないでください。

【使用上又は取扱い上の注意】

1. LAMP 反応は非常に鋭敏な反応であり、増幅産物等のDNAがごく微量でも混入すると誤った結果をもたらす原因となる恐れがあります。このようなコンタミネーションを回避するため、試薬及びサンプルの調製は可能な限りクリーンベンチ等を使用し、検出できるだけ閉鎖系の検出系である濁度検出(リアルタイム、エンドポイント)又は蛍光目視検出で行ってください。
2. 従来、電気泳動等反応チューブの蓋を開けて増幅産物を開放系で扱う場合は、試薬及びサンプル調製とは別の部屋で行ってください。
3. 感染性のある検体を扱う場合、その検体採取・取扱いについては必要なバイオハザード対策をとってください⁸⁾。
4. Loopamp 反応チューブ、マスターミックス調製用滅菌チューブにはUV照射しないでください。UV照射による変色・変質等で誤った結果をもたらす場合があります。
5. 本キットは、学術研究目的のみにご使用ください。
6. 遺伝子検査の知識や経験をもたない場合、検査結果の判定を誤る危険性がありますので、本キットの使用に当たっては遺伝子検査の知識、経験を有した技術者の指導の下で検査を実施してください。
7. 本キットの性能に由来しない事由(操作方法を誤った場合等)による誤った結果、判定、またその判定に由来して発生した事項に対して、当社は一切の責任を負いません。
8. 外箱に表示の使用期限(Exp. Date)内に使用してください。
9. 試薬チューブはPP、キットケースは紙を主な材質としています。廃棄の際は医療廃棄物等に関する規定及び、水質汚濁防止法等の各種規制に従い、各施設の責任において処理してください。

【包装単位・貯蔵方法・有効期間・製品コード】

製品名	包装単位	貯蔵方法	有効期間	製品コード
Loopamp® DNA 増幅試薬キット	48テスト分	-20℃	1年間	LMP204
	96テスト分			LMP205
	192テスト分			LMP206

【参考文献】

- 1) Notomi T. et al.: Nucleic Acids Research **28**, No.12, e63 (2000)
- 2) Nagamine K. et al.: Clin. Chem. **47**, No.9, 1742-1743 (2001)
- 3) Mori Y. et al.: Biochim. Biophys. Res. Commun. **289**, No.1, 150-154 (2001)
- 4) 富田 憲弘：第73回日本生化学会大会発表抄録集(2000)
- 5) 森 安義 他：第23回日本分子生物学会年会プログラム・講演要旨集(2000)
- 6) 富田 憲弘 他：第26回日本分子生物学会年会プログラム・講演要旨集(2003)
- 7) Nagamine K. et al.: Molecular and Cellular Probes **16**, No.3, 223-229 (2002)
- 8) 日本細菌学会バイオセイフティ委員会:日本細菌学雑誌, **54**, No.3, 667-715 (1999)

**【問い合わせ先】

栄研化学株式会社 お客様相談窓口

フリーダイヤル ☎ 0120-308-421

** 製造販売元
 栄研化学株式会社
栃木県下都賀郡野木町野木143番地

Read this instruction carefully before use

For research use only

Rev. January 2008 (Ver.4)


Loopamp®
LAMP (Loop-mediated Isothermal Amplification) method

DNA Amplification Kit

【Characteristics】

LAMP (Loop-mediated Isothermal Amplification) method is a novel gene amplification method capturing the following characteristics: ① Only one enzyme is required and the amplification reaction proceeds under isothermal condition^{1), 2)}. ② It has extremely high specificity because of the use of 4 primers recognizing 6 distinct regions on the target., ③ It has high amplification efficiency and enables amplification within a shorter time., ④ It produces tremendous amount of amplified products which makes simple detection possible^{3), 4), 5), 6)}.

This kit is a simple reagent kit for the amplification of DNA by the LAMP method, and amplification of target DNA can be conducted by simply incubating specimen and all reagents provided at a constant temperature (60~65°C) for a fixed period of time (1 hr. for standard).

【Contents of the kit】

	48 tests	96 tests	192 tests
(1) 2 × Reaction Mix. ^{*2} (RM) ^{*1}	0.6 mL	1 tube	2 tubes
(2) <i>Bst</i> DNA Polymerase (<i>Bst</i> DNA Polymerase) ^{*1}	60 μL	1 tube
(3) Distilled Water (DW) ^{*1}	1.0 mL	1 tube	2 tubes
(4) Primer Mix.DNA ^{*4} (PM DNA) ^{*1}	25 μL	1 tube	—
(5) Positive Control DNA ^{*3 *4} (PC DNA) ^{*1}	0.1 mL	1 tube	—

*1: The notation on each reagent tube is shown in () .

	Tris-HCl (pH8.8)	KCl	MgSO ₄	(NH ₄) ₂ SO ₄	Tween20	Betaine	dNTPs
	40 mM	20 mM	16 mM	20 mM	0.2 %	1.6 M	2.8 mM each

*2: composition (2 ×)

Tris-HCl (pH8.8)	40 mM
KCl	20 mM
MgSO ₄	16 mM
(NH ₄) ₂ SO ₄	20 mM
Tween20	0.2 %
Betaine	1.6 M
dNTPs	2.8 mM each

*3: The control DNA is a plasmid DNA that is inserted with a Hind III fragment (6,557 bp) of lambda phage DNA.

*4: Primer Mix.DNA and Positive Control DNA are not included in the 96 tests and 192 tests package.

【Principle】

LAMP method is a novel isothermal nucleic acid amplification method using 4 kinds of primers and DNA polymerase with strand displacement activity. Among 4 kinds of primers, two of them are inner primers, whose 3' end and 5' end are respectively designed to be complementary to two different regions of the target sequence. When the primer-linked strand is replicated, resulting the 3' end structure to self-anneals to the complementary region in self-structure, it forms the loop structure at the end.

This stem-loop structure will allow the 3' end to initiate self-elongation and another inner primer to anneal to its loop region to synthesize new DNA strand with strand-displacement manner. Through the repetition of these processes, the amplification proceeds, and this enables amplification to continue under isothermal condition with only one kind of enzyme.

For further details of the LAMP method, refer to Eiken GENOME SITE (URL: <http://loopamp.eiken.co.jp/e/>).

【How to use】

1. Materials required but not provided

- Sterilized tubes for master mix. preparation (0.5 mL, 1.5 mL)
- Micropipettes (0.5~10 μL, 10~100 μL, 100~1,000 μL)
- Pipette tips with filter
- Loopamp Reaction Tube
- Aluminum rack for cooling tubes
- Ice (crushed ice) and ice box
- Centrifuge for micro-tubes
- Centrifuge for 8-connected tubes
- Vortex mixer

< For real-time turbidity detection >

- Loopamp Realtime Turbidimeter^{*5}

< For end-point turbidity detection >

- Loopamp End Point Turbidimeter^{*5}

< For visual fluorescence detection >