



# 波仕特疫期促銷

## Axygen產品大降價！

PDM2021007

優惠至2021年底

加入波仕特官方LINE好友  
且在LINE上訂購DM產品  
即送**矽膠毛巾**！



### **Axypet pro**



歡迎體驗輕量  
(**< 80 g**)手感！

低阻力按鍵  
保護手指

色彩標示按鍵  
易分辨體積



人體工學設計  
輕鬆不費力

可高溫高壓  
滅菌、抗UV

提供簡易校正  
工具，適用多  
種液體

**買一支再送小米手環6**

### **MOTOPET-1**



- ① 適用1~100 mL serological pipette
- ② 含PTFE濾片和liquid blocking活塞，杜絕交叉汙染
- ③ 最高排氣速度可達4秒25 mL
- ④ 人體工學設計、壓力感應板機設計，流速操控隨心所欲
- ⑤ NIMH電池，可充電使用。電池充飽可使用11-14小時

**買一支再送小米手環6**

詳情請洽當區業務



0800  
231-530

f 波仕特 fb



bio-protech.com.tw



台北 02-26557677 | 台中 04-22624883 | 新竹 03-5753468 | 竹南 037-680138 | 高雄 07-3425707 | 東部 03-8463953

# PCR產品系列優惠

優惠至2021年底

## 0.2 mL PCR小管

**A** PCR-02-C



**1箱NT \$10,800**

包裝規格：10000支/箱

## 0.2 mL PCR 8連排小管&蓋

**B** PCR-02-FCP-C (平蓋)



**1箱NT \$26,500**

包裝規格：1250 Strips/箱

+

PCR-0208-C



## Real-Time PCR 8連排小管&蓋

**C** PCR-2CP-RT-C



**1箱NT \$31,000**

包裝規格：1250 Strips/箱

+

PCR-0208-C



買 **A** 方案送小米桌面空氣清淨器

**B**、**C** 方案送小米空氣清淨器3

