



波仕特生物科技

活動時間：2022.04.01~06.30

# 微生物培養

## 膠不離夢 夢不離膠



Petri Dish 9公分培養皿 (PD-90)  
高品質透明聚苯乙烯盤  
輻射滅菌消毒; 500 pcs/箱

現貨供應



HISPANAGAR

### Bacteriological Agar

Hispanagar 瓊脂來自於西班牙，經過嚴格測試，沒有阻礙微生物生長的抑制劑，更高的凝膠強度，應用：微生物培養。

Plant Cell  
TECHNOLOGY

### Supreme TC Grade Agar

Plant Cell Technology 來自美國的植物組織培養的領導者，萃取自紅藻的 Supreme TC Grade Agar，提供更清晰的植物培養基。



優惠價  
**4,000**元

每天作夢做實驗都擔心缺貨嗎？波仕特一次答您兩樣！

|方案1|  
Agar 1KG +  
LB Broth (Miller) 500G

|方案2|  
Agar 500G +  
LB Broth (Miller) 500G\*2

品名	型號	包裝
Bacteriological Agar	HI-AGAR/HI-AGAR-500	1KG/ 500G
LB-Broth Miller	PT-FS-0103	500G/ 500G x 2 <b>75折</b>
LB agar	PT-FS-LMM0204	500G <b>75折</b>
Supreme TC Grade Agar	A1000	1KG <b>75折</b>
X-GAL Induction Reagent	PT-FS-XG0001/-XG0010	1G / 10G
IPTG	PT-FS-IT0001/PT-FS-IT0010	1G/ 10G
RTU X-Gal Solution, 50 mg/ml	PT-BL005	2 ML
RTU X-Gal IPTG Solution	PT-BL006	2 ML
Kanamycin Sulfate	PT-FS-KM0005	5G

培養基	型號	包裝
LB Agar Plate	PT-LB-301	10片/Pack
LB Agar/kanamycin	PT-LB-001	
LB Agar /Ampicillin	PT-LB-101	
LB Agar/Chloramphenicol	PT-LB-401	
LB Agar/Amp/ IPTG/X-Gal	PT-LB-201	
LB Agar/Kan/ IPTG/X-Gal	PT-LB-501	

### Easy Media LB Agar



適用於E. coli的培養，應用於Cloning, DNA Plasmid製備和重組蛋白生產。

- 方便的即用型9公分Dish規格
- 標準Miller配方：  
15 g/L Agar, 10 g/L Casein Hydrolysate,  
5 g/L Yeast Extract, 10 g/L NaCl



☎ 0800-231-530