

慶祝 Axygen 純化 Kit 不斷線 優惠追起來~

原AXYGEN試劑套組品牌變更為UELANDY

MULTISOURCE GENOMIC DNA MINIPREP KIT

1. 適用於多種樣本:動植物組織、細胞、淋巴細胞、酵母菌、乾燥血液、口腔細胞和骨髓等
2. 產量高:多至20 ug Genomic DNA
3. 快速:無需沉澱，純化的DNA長度大部分可>30kb
4. 兩種純化方式:離心法或真空法

BLOOD GENOMIC DNA MINIPREP KIT

1. 適用於抗凝劑全血、乾燥血液、骨髓、淋巴細胞等
2. 產量高:多至12 ug Genomic DNA
3. 純化的DNA長度大部分可 \geq 30kb
4. 後續分生運用:如PCR、Southern blot南方墨點法等


BODY FLUID VIRAL DNA/RNA MINIPREP KIT

1. 適用於血漿、血清、腹水、細胞上清液、腦脊髓液及尿液等樣品等
2. 使用column和離心機分離病毒DNA/RNA，簡單又快速
3. 純化後可直接用於PCR和RT-PCR實驗


任選一組商品8折直購優惠價

產品名稱	產品編號	包裝
Multisource Genomic DNA Miniprep Kit	UE-MN-MS-GDNA-250	50 Tests x 5
	UE-MN-MS-GDNA-50	50 Tests
Blood Genomic DNA Miniprep Kit	UE-MN-BL-GDNA-250	50 Tests x 5
	UE-MN-BL-GDNA-50	50 Tests
Body Fluid Viral DNA/RNA Miniprep Kit	UE-MN-BF-VNA-250	50 Tests x 5
	UE-MN-BF-VNA-50	50 Tests


促銷活動:即日起-2023年7月31日



哺乳動物細胞中純化的
DNA電泳圖



人類血液Genomic DNA
電泳圖



稀釋的A肝病毒RNA，經RT-PCR得到基因片段