

# 夏日炎炎 細胞凍管新凍價

任選三項  
只要**9400元**  
(可複選)

## CRYOGEN 2ML冷凍管

- CLEARLine®系列: 無人類 DNA, DNase, RNase, Pyrogen, ATP, PCR inhibitors 認證
- 無菌認證 Sterile SAL 10<sup>-6</sup> (beta-ray treated)
- 擁有 CE-IVD 認證
- 符合生物樣品 IATA PI 650 包裝認證
- 無塵室製造認證 CLASS ISO 7 & CLASS 10000
- 儲存溫度: +4°C 到液態氮桶的樣品氣相保存
- 管身為 POLYPROPYLENE 材質/ 管蓋為複合式 POLYETHYLENE/TPV 材質

管蓋空腔可嵌入6種顏色的豆蓋·方便書寫及快速樣品鑑定

創新的內旋(左)或外旋(右)管蓋·醫療級PE複合熱塑性彈性TPV材質·有效防止液態氮滲入和污染

大面積的白色書寫面和印刷精準刻度

耐化學腐蝕的管蓋

管身醫療級原料·可高溫高壓滅菌20分鐘不變色

星形頂部空腔可搭配自動鎖蓋設備·或手動樣品挑選器

左右可讀的國際標準條碼 & 清晰的同碼數字

可立式管底亦可鎖定工作站底座·防止管子在開關蓋過程中旋轉

## 25/81孔冷凍管保存盒

- 盒子大小: (25孔) 76 x 76 x 52 mm  
(81孔) 132 x 132 x 52 mm
- 可用於-196°C 儲存1.2-2ML冷凍管
- 可在+121°C高壓滅菌20分鐘
- 蓋子和盒底有編號便於管子定位
- 適用於不銹鋼立式冷凍架
- 底座有排水孔可拆卸以便於清潔



## 小型保冷槽 MINICOOLER FOR 12 TUBES

- 實驗室研究好幫手
- 可放12支1.5ML或2ML管子, 透明蓋
- Polycarbonate外殼填充無毒隔熱凝膠隔絕外界溫度
- 可將樣品保持在-20°C 達60分鐘的
- 長 x 寬 x 高: 147 x 100 x 100 mm



產品名稱	編號	包裝
2ML CryoGen® Tubes, 1D linear barcode INTERNAL CAP Tubes, Self Standing	CL2ARBIPSTS-500	500 tubes
2ML CryoGen® Tubes, 1D linear barcode EXTERNAL CAP Tubes, Self Standing	CL2ARBEPSTS-500	500 tubes

產品名稱	編號	包裝
CryoGen® Box 25 places for 1 and 2 ml tubes	BSM58025B/G	8
CryoGen® Box 81 places for 1 and 2 ml tubes	BSM58061B/G	8
BRAND mini-cooler rack yellow colour	092392	1

