



波仕特新品上市 / 拋棄式過濾瓶


首波限定優惠
買二送一

透過外部真空幫浦形成穩定的壓力差


過濾後樣本可直接儲存在無菌接收瓶中

適用於細胞培養基、緩衝溶液等試劑的無菌過濾

電子顯微鏡影像(SEM)下的
PES 0.2 μ m 濾膜



具有高孔隙率和精確的孔徑



高度不對稱結構
保證了其流速和負載能力



← 濾膜後增加了網格支撐結構，防止過濾過程中孔徑變形和濾膜壁堵塞流道。

編號	產品名	數量
WSVFS50002	真空過濾系統, 500mL 個別滅菌包裝	12套/箱
WSVFS500PES22	瓶口過濾器, 500mL 個別滅菌包裝	24個/箱

- ★ 醫用級材料過濾瓶和儲液瓶，符合USP-6級標準，液體殘留量低。
- ★ 伽瑪射線滅菌 // 獨立滅菌包裝// 無菌、無內毒素 // SAL 10⁻⁶。
- ★ 批次穩定性佳，可靠性高。
- ★ 方形濾膜結合超音波焊接技術，提高了過濾面積利用率。
- ★ 插拔式濾杯設計，更換更加便利。



Protech
波仕特生物科技

台北 02-2655-7677 | 竹南 037-680-138
新竹 03-575-3468 | 台中 04-2262-4883
高雄 07-3425-707 | 東部 03-846-3953

波仕特新品上市 / 尼龍細胞篩網



應用離心管	編號	產品細項	數量
50mL	5022200	100 μ m, 綠色, 150目	100個/箱
	5021100	70 μ m, 橘色, 220目	
	5020000	40 μ m, 紫色, 330目	
15/50mL	5062200	100 μ m, 綠色, 150目	50個/箱
	5061100	70 μ m, 橘色, 220目	
	5060000	40 μ m, 紫色, 330目	
1.5/15mL	5062210	100 μ m, 綠色, 150目	100個/箱
	5061110	70 μ m, 橘色, 220目	
	5060010	40 μ m, 紫色, 330目	



- ★ 可用於製備流式細胞儀分選所需的單細胞懸浮液，及提取器官組織中的原代細胞。
- ★ 皆為獨立滅菌包裝。
- ★ 網孔尺寸分布均勻，提供一致可靠的實驗結果。
- ★ 輻照滅菌 // 無DNase、無RNase // 無熱原 // 無內毒素 // 無細胞毒性。

TC處理、獨立滅菌盒裝的 96孔細胞培養盤

編號	顏色	數量
1014204	白盤透明底	50盒/箱
1014604	黑盤透明底	



盒裝的 Gel Loading Tip

編號	包裝
3090003-1	96支/盒

買2送1



Transwell insert

*另有其他規格，詳洽業務

Plate大小	編號	膜的孔徑與材質	數量
6 well	1100100	0.4um PET	4 盤/箱
	1100130	8.0um PET	
12 well	1101030	8.0um PC	
	1101131	8.0um PET	
24 well	1102030-T	8.0um PC	
	1102100	0.4um PET	
	1102130	8.0um PET	

